



Entrenador de Punción Lumbar Simulación Híbrida

Cod: 3001-0036



Producto importado y distribuido exclusivamente por Skill Training.
Avenida del Valle 932 Of. 205, Ciudad Empresarial, Huechuraba, Santiago.
Fono: +56 23 252 6600

El producto es un modelo de punción lumbar portátil, ideal para demostración y capacitación.

Habrá líquido realista saliendo con una operación exitosa, al igual que la experiencia clínica real.

Estructuras anatómicas realistas como vértebras palpables ayudan a localizar el sitio de punción.

Material de silicona para simular una sensación y un tacto realistas en la piel.

Instalación

1. Desembalaje y revisión

A. Precauciones de desembalaje

- Coloque el producto sobre una superficie plana como el piso o el escritorio, asegúrese de que el producto esté alejado del fuego, el agua y la contaminación.
- Evite el desempaquetado violento para evitar cualquier daño.

B. Chequeo

- Verifique que el paquete de cada artículo esté dañado o no.
- Abra el paquete de cada artículo y compruebe si hay algún daño.

2. Relleno y drenaje del depósito

- Piel de silicona
- Conector luer

A. Rellenar

- Llene la jeringa con agua purificada; Retire el conector Luer.

Conector luer

- Desabroche los cierres de velcro para revelar el depósito. Conecte una jeringa a la conexión Luer e inyecte agua en el interior. Observe y cuando el depósito esté lleno, deje de llenar agua y vuelva a colocar el tapón Luer. La capacidad del depósito es de 70 ml.

Depósito interno

B. Drenaje

- Drene el agua del depósito si no se usa durante mucho tiempo. Coloque el producto boca abajo y conecte la jeringa a la conexión Luer para sacar el agua.

Reemplazo

La vértebra de este producto es un consumible que se puede reemplazar. Se sugiere reemplazarlo cuando los pinchazos repetidos y el desgaste natural provoquen fugas de líquido o mala sensación al tacto. Vea los siguientes pasos de reemplazo:

- A. Drene del depósito y desabroche los cierres de velcro en la parte posterior.
 - cierre de velcro
 - 10 cierres de velcro en total
- B. Retire la piel, el párpado superior, la vértebra y tire del depósito y su tubo.
 - Piel
 - Vértebra
 - Reservorio
 - Canal vertebral
- C. Retire el conector y la conexión Luer.
- D. Coloque un nuevo canal vertebral en su lugar y vuelva a colocar otras cosas.

Cómo usar

- A. Verifique el volumen de líquido en el depósito, si no es suficiente para usar, llene primero con agua.
- B. Use el producto como se muestra en la imagen a continuación:
 - Vista trasera
 - Vista frontal
- C. Localice el sitio de punción por estructuras anatómicas y realice los pasos de punción. Habrá líquido saliendo con una punción exitosa. Cuando no hay suficiente agua, incluso los usuarios realizan la operación con éxito, no habrá líquido visible. Por favor, rellene el agua a tiempo.

Nota: Para prolongar la vida útil del producto, cambie las agujas de punción con frecuencia.

Mantenimiento y cuidado

A. Lea atentamente este manual de usuario antes de utilizarlo y siga todas las instrucciones contenidas en su interior.

B. Evite la luz solar directa.

C. Después de cada uso, limpie la superficie del producto y guárdelo en la caja original para prolongar la vida útil.

Nota: si hay algún problema con el producto, comuníquese con nuestro servicio post-venta y está estrictamente prohibido que los no profesionales lo desmantelen por sí mismos.

Transporte y Almacenamiento

A. Para el transporte, utilice el paquete original.

B. Para el almacenamiento, colóquelo en un ambiente seco y limpio y evite el agua y el fuego.

Solución de problemas

A. Sin líquido con punción exitosa

- Compruebe si hay suficiente agua o no.
- Compruebe si hay algún problema con las agujas de punción.

B. Fuga de líquido

- Compruebe la superficie de la vértebra para ver si la fuga se debe a demasiadas perforaciones y desgaste.
- Compruebe si el conector Luer está bien colocado.

Protección Ambiental

- Este modelo está fabricado con material ecológico que admite el reciclaje.