



Modelo Úlcera Decubito

Cod: 3001-0054

Acerca de este simulador

Este modelo se puede practicar el lavado y el tratamiento de diferentes tipos de úlceras por presión es una estrategia efectiva para mejorar la calidad de la atención médica y la seguridad del paciente.

Esto no solo beneficia a los profesionales de la salud en su capacitación sino que también tiene un impacto directo en la prevención y el tratamiento exitoso de las úlceras por presión mejorando así la atención al paciente en general

Cuidado y limpieza

1. Este modelo está hecho de tejido sintético BLOLIKE y debe manipularse con cuidado. Cuando sea necesario, lave el modelo con agua y jabón suave y séquelo.
2. Sin embargo, no sumerjas el modelo en agua.
3. No perfora el modelo con uñas u otros objetos afilados.
4. No permita que el modelo entre en contacto con materiales impresos, tinta, vinilo, superficies o madera teñida.
5. Guarde el modelo en su funda protectora cuando no esté en uso.