



Modelo de Entrenamiento Preoperatorio Aséptico

Cod: 3001-0071

Acerca de este simulador

El Modelo de Entrenamiento Preoperatorio Aséptico ofrece una representación excepcionalmente realista y táctil convirtiéndose en una herramienta invaluable para la formación de profesionales de la salud en prácticas preoperatorias asépticas.

Introducción

1. Desembale el estuche, saque el modelo y colóquelo sobre la mesa.
2. Practique la desinfección de acuerdo con las diferentes operaciones quirúrgicas en diferentes sitios.
3. Una vez finalizado el procedimiento, limpie el modelo y luego vuelva a colocarla en la caja.

Cuidado y mantenimiento

1. Evite el uso de desinfectante o detergente de color en el modelo; Evite el contacto con tinta de impresión, tinta, pigmento, etc. para no dañar la superficie del modelo.
2. Siga el manual durante la operación.
3. Limpie el modelo después de su uso. Déjalo secar y luego vuelve a colocarlo en el estuche.
4. Guárdalo en un lugar ventilado, seco y fresco. Evite las altas temperaturas, la luz solar directa y la lluvia.
5. Tenga cuidado con el modelo y los procedimientos incorrectos acortarán su vida útil.

Características técnicas

1. Dimensiones: 86 x 55 x 38 cm.
2. Peso: 8 kg.

Modelo de entrenamiento preoperatorio aséptico.

Para cualquier problema encontrado durante el uso, póngase en contacto con nuestro servicio posventa.