



Lukas - Simulador Pediátrico de Cuidados Básicos de Enfermería (3 años)

Cod: 3001-0173

Descripción

El simulador pediátrico Lukas, ofrece una herramienta especializada para la formación en cuidados básicos de enfermería. Este innovador dispositivo ha sido meticulosamente diseñado para reflejar las características anatómicas de un niño de esa edad.

Lukas se presenta como un valioso recurso en la enseñanza y formación de enfermería pediátrica, actuando como un compañero confiable y eficaz para los profesionales que buscan mejorar sus habilidades y conocimientos en el cuidado de los niños en edad preescolar.

Características

Pantalla LCD de pupila pseudocolor CSTN de 65k colores RGB, con un rango de diámetro de 1 a 9 mm y estados pupilares simulados como normal, midriasis, miosis, entre otros.

Operaciones de cuidado infantil

- Ejercicio con vendajes en todo el cuerpo.
- Baño, cambio de ropa y peinado.
- Lavado y administración de cuidados oculares, incluyendo irrigación y aplicación de gotas óticas.
- Cuidado de la cavidad bucal.
- Extracción de sangre del dedo y prueba de tuberculosis.
- Administración de vías respiratorias, incluyendo prácticas realistas en boca, nariz, lengua, encías, faringe, laringe, esófago, epiglotis, tráquea y anillo traqueal, como intubación traqueal, succión de esputo e inhalación de oxígeno.
- Alimentación oral y nasal.
- Lavado Gástrico.
- Venopunción, inyección y transfusión en el brazo, con retroceso de sangre indicando una inserción adecuada.
- Inyección intramuscular en deltoides bilateral, vasto lateral bilateral y glúteo bilateral.
- Enema y colocación de supositorio rectal.
- Cateterismo uretral.
- Cuidados holísticos como baño de esponja, cambio de ropa y terapia de frío y calor.
- Movilización de articulaciones de las extremidades con flexión, rotación y movimiento superior e inferior.

- Vendaje.
- Enfermería de ostomía en íleon, colon y vejiga.
- Punción de médula ósea tibial: simula el proceso con un símbolo obvio en la superficie corporal, mostrando la médula ósea simulada en caso de una punción correcta.

Cuidado y mantenimiento

Lea atentamente este manual de usuario antes de usar el producto y siga todas las instrucciones contenidas en su interior.

- Evite la exposición a la luz solar directa.
- No utilice desinfectantes ni agentes de limpieza de colores, y evite el contacto con tintas, periódicos u otros elementos con pigmentos, ya que el contacto prolongado puede alterar el color de la superficie.
- Drene cualquier líquido restante después de realizar procedimientos como la alimentación nasal, lavado gástrico, enema y el cateterismo uretral masculino y femenino.
- Limpie el producto después de cada uso y guárdelo utilizando los materiales de embalaje originales.

Nota: En caso de avería, póngase en contacto con nuestro servicio postventa. No desmonte el producto sin el apoyo del servicio postventa.

Transporte y almacenamiento

- Es recomendable utilizar los materiales de embalaje originales proporcionados. Esto garantizará la protección adecuada durante el transporte y evitará daños accidentales.
- Guarde el producto en un ambiente limpio y seco, manteniéndolo a temperatura ambiente.

Evite la exposición a condiciones que puedan representar riesgos de incendio o agua. Un lugar fresco y seco es ideal para preservar la integridad del producto y prolongar su vida útil.