



# Dilatación y Legrado Endometrial

Cod: 3001-0134

### Acerca de este simulador

Este simulador está diseñado para la práctica de técnicas de aborto inducido precoz.

Este modelo portátil permite a los alumnos dominar la anatomía obstétrica relevante y practicar el legrado, el cateterismo.

### Características

- Útero horizontal realista y flexible.
- Útero antevertido de 6-7 semanas de gestación.
- Útero retrovertido de 6-7 semanas de gestación.
- El útero se puede abrir en sección coronal para la colocación de saco gestacional artificial.
- Se permite la inserción de cureta y dilatador del canal cervical.
- Practicar el legrado del saco gestacional artificial.
- Montado en un pedalier para que el útero pueda fijarse en la posición correcta.

### Mantenimiento y cuidado

- Cuando el producto esté manchado, límpielo con un paño suave.
- Evite el uso de material impreso para empaquetar o contactar con el modelo.
- No frotes el modelo con alcohol.
- Por favor, no exponga el simulador a la luz solar directa.